

Lit d'accouchement Affinity™ Four

Accessoires



Repose-mollets télescopiques **P35745A**

- Entièrement rembourrés avec réglage télescopique de la hauteur
- Capacité de charge : 27 kg



Repose-jambes télescopiques **P7634C**

- Repose-jambes entières rembourrés avec réglage télescopique de la hauteur
- Capacité de charge : 27 kg



Repose-jambes **P7625C**

- Repose-jambes entières avec joint à rotule et poignées de tirage
- Capacité de charge : 27 kg



Porte-bouteille d'oxygène **P27601**

- Contient une bouteille d'oxygène standard
- Capacité de charge : 14 kg



Support pour poches urinaires **P3623**

- Peut être installé sur l'un des côtés du châssis du lit, près de la poignée de travail
- Capacité de charge : 9 kg



Barre de travail **P3613B**

- Permet à la parturiente d'utiliser de nombreuses techniques de positions de travail
- Capacité de charge : 45 kg



Tige de transfert ISS **P158A**

- Potence à perfusion complète
- Capacité de charge : 18 kg



Barre repose-pieds (Lift Off uniquement) **P451A**

- Permet au médecin/obstétricien de reposer ses pieds confortablement
- Capacité de charge : 68 kg



2 tiges porte-sérum fixes (pliables) **P3732A**


- Capacité de charge : 18 kg



Repose-mollet **P35745A**

Paire de repose-mollets **P3705A**

- Entièrement rembourrés avec réglage télescopique de la hauteur
- Capacité de charge : 27 kg



Gestion de tubulures intégrée **P3733A**

- Réduit le risque d'emmêlement des lignes de soins du patient



Plateau pour instruments (versions Lift Off) **P278B**

- Conçu pour améliorer le déroulement des interventions obstétricales postnatales
- Compatible avec le relève-jambes Lift-Off ou Slide-Off
- Dimensions (extérieur) : 57,5 cm x 23,5 cm
- Capacité de charge : 11 kg



Poignées de transport ergonomiques avec supports de tige porte-sérum intégrés et galets pare-chocs **P1983A01**

- Aide au repositionnement du lit

Autres accessoires

Tige porte-sérum télescopique **P2217A**

Protection

1 unité **P7834**

Boîte de 20 unités **B7831**

Linge de lit

Beige **SA4585**

Blanc **SA458501**

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays et pour tous les environnements de soins. Nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** Partout dans le monde, les employés, les produits et les programmes de Hill-Rom n'ont qu'un seul objectif : **améliorer chaque jour les résultats pour les patients et les soignants.**

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez contacter votre représentant Hill-Rom local ou consulter notre site Web à l'adresse suivante :

www.hill-rom.com

Le lit d'accouchement Affinity Four est conçu pour les femmes en âge de procréer dans un environnement spécialisé dans le travail, l'accouchement et le rétablissement (LDR) ou dans le travail, l'accouchement, le rétablissement et la période postnatale (LDRP) au sein du marché du travail et de l'accouchement pour les soins de court séjour.

Classe I

Fabricant : Hill-Rom Inc. - 1069 Indiana 46 - Batesville 47006 IN - États-Unis

Représentant en Europe : Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët - 56330 Pluvigner - France

Ces appareils médicaux sont des produits de santé réglementés qui, conformément à ladite réglementation, portent un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

© 2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Doc. N° : 5FR137301-04, 18 août 2017