

Lit Hill-Rom® 900 avec demi-barrières

Efficacité et simplicité



Caractéristiques et avantages

L'**abaissement des demi-barrières** peut être activé **d'une seule main** et s'effectue grâce à un mécanisme d'auto-abaissement rapide et fluide permettant un accès instantané au patient

La **poignée de sortie latérale placée de manière ergonomique** permet au patient de bénéficier d'un support stable lors de sa sortie de lit

Les commandes au lit sont intuitives, ne nécessitent qu'une formation minimale du personnel et contribuent à limiter le risque d'erreur de l'utilisateur

La position de **sortie de lit à commande unique** positionne le lit pour une sortie de lit plus facile et plus sécurisée

AutoContour™ et SlideGuard™ minimisent le déplacement du patient vers le bas du lit, tout en réduisant la compression de l'abdomen lors de l'articulation du lit

EasyChair™ et la fonction de remise à plat du plan de couchage permettent aux patients de s'asseoir rapidement dans une position confortable

L'**indicateur de position basse** signale au soignant que le lit n'est pas dans sa position la plus basse, afin d'assurer un environnement plus sûr pour le patient

La présence d'une **5ème roue** facilite le déplacement du lit dans toutes les directions


Le **positionnement d'urgence à commande unique** replace la partie supérieure du couchage à l'horizontale et installe le lit en position de déclive en cas de complications pour le patient

La veilleuse de nuit intelligente assure une meilleure sécurité opérationnelle pour les patients et les soignants

Alerte les soignants d'une possible sortie de lit via **l'alarme de sortie de lit à 3 modes**, disponible avec les fonctions de surveillance à distance*

* Uniquement disponible sur certains marchés

| Caractéristiques techniques | | Hill-Rom 900 Pro | Hill-Rom 900 Elite |
|---|---|--------------------------------|--------------------|
| Charge maximale de sécurité | 220 kg | ● | ● |
| | 250 kg | ○ | ○ |
| Poids du lit | | 144 kg | 144 kg |
| Réglage de la hauteur | | 38,9 à 76,8 cm | 38,9 à 76,8 cm |
| Translation du relève-buste SlideGuard | | jusqu'à 12 cm | |
| Classe de protection | | IPX4 | IPX4 |
| Angles du lit | Relève-buste | 0 à 65° | 0 à 65° |
| | Repose-cuisses | 0 à 28° | 0 à 28° |
| | Relève-jambes | - 22 à -3° | - 22 à -3° |
| | Déclive/Proclive | -17 à +17° | -17 à +17° |
| Plan de couchage | Largeur | 90 cm | 90 cm |
| | Longueur | 200 cm | 200 cm |
| Surface du plan de couchage | | Stratifié haute pression (HPL) | |
| Hauteur des barrières latérales | | 39,3 cm | 39,3 cm |
| Roulettes | 125 mm, double galets ** | - | ○ |
| | 150 mm, double galets | ○ | ○ |
| Roue directionnelle | En tête de lit | ● | ● |
| | En pied de lit | ○ | ○ |
| 5ème roue | | ○ | ○ |
| Pédale de freinage et de direction | En pied de lit | ● | ● |
| | En tête et pied de lit** | ○ | ○ |
| Alarme de frein | | ○ | ○ |
| Alarme de sortie de lit à 3 modes | | - | ○ |
| Appel infirmier | | - | ○ |
| Commandes | Télécommande | ● | ○ |
| | Boîtier intégré à la barrière latérale | - | ● |
| | Commande sur bras flexible** | ○ | ○ |
| | Télécommande « soignant » au pied du lit** | ○ | ○ |
| | Pédale de commande de hauteur variable sur les deux côtés | ○ | ○ |
| Relève-buste | Mobile | ● | ● |
| | Fixe | ○ | ○ |
| Indicateur de position basse** | | ○ | ● |
| Fonctions EasyChair et de remise à plat du plan de couchage | | ○ | ● |
| Veilleuse de nuit intelligente | | ○ | ○ |
| Positionnement d'urgence à commande unique** | | ○ | ○ |
| Rallonge de lit avec porte-couverture | | ○ | ○ |



Veilleuse de nuit intelligente en option



Indicateur de position basse et positionnement de sortie de lit à commande unique



Roues double galets, diamètre 125 mm, en option **



Alarme de sortie de lit à 3 modes



Poignée assurant une bonne prise en main et commandes intégrées



Pédale de commande de hauteur variable sur les deux côtés (en option) avec verrouillage automatique et 5ème roue directionnelle

Caractéristiques standard supplémentaires

- Commande CPR mécanique sur les deux côtés
- 6 attachment points for patient restraints
- Lifting/IV pole holders
- Bilateral accessory holder
- Electric cord holder
- Adjustable mattress retainers
- Battery
- Removable endboards
- Line-of-site backrest and Trendelenburg indicators
- One-Touch Side Egress positioning
- Central brake
- Indicateur de maintenance

Hill-Rom est une entreprise de technologie mondiale, leader sur le marché, dont les produits, les services et les plus de 10 000 salariés dans le monde aident les gens à bénéficier de meilleurs soins au sein et en dehors de l'hôpital. Nos innovations dans cinq domaines clés, à savoir **l'amélioration de la mobilité, le traitement et la prévention des plaies, la surveillance et le diagnostic patient, la sécurité et l'efficacité chirurgicales ainsi que la santé respiratoire**, permettent d'améliorer les résultats cliniques et financiers et de garantir aux soignants, dans plus de 100 pays, de disposer des produits nécessaires pour que leurs patients soient en sécurité, que le rétablissement de ces derniers soit accéléré et que la prise en charge de la maladie soit assurée. **Chaque jour, partout dans le monde, nous améliorons l'efficacité des soins pour les patients et les soignants.**

Pour en savoir plus, consultez le site hill-rom.fr.



Hill-Rom est convaincu qu'une mobilisation précoce des personnes pour les aider à retrouver leur autonomie améliore leur qualité de vie à l'hôpital et au domicile.

Le lit Hill Rom 900 est destiné à être utilisé dans des environnements de soins intensifs, de soins généraux et de soins ambulatoires pour des patients pesant ≥ 40 kg, mesurant ≥ 146 cm et présentant un IMC ≥ 17 .

Classe I

Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2018 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Doc. n° : 5FR129312-06, 28 juin 2018

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

www.hill-rom.com

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom