

Lit Hill-Rom® 900 avec barrières latérales 3/4

Efficacité et simplicité



Caractéristiques et avantages

La position de **sortie de lit à commande unique** positionne le lit pour une sortie de lit plus facile et plus sécurisée

AutoContour™ et **SlideGuard™** minimisent le déplacement du patient vers le bas du lit, tout en réduisant la compression de l'abdomen lors de l'articulation du lit

EasyChair™ et la fonction de **remise à plat du plan de couchage** permettent aux patients de s'asseoir rapidement dans une position confortable

L'**indicateur de position basse** signale au soignant que le lit n'est pas dans sa position la plus basse, afin d'assurer un environnement plus sûr pour le patient

L'**alarme de frein** rappelle au soignant d'actionner le frein pour garantir une sécurité maximale du patient

L'indicateur d'angle du relève-buste **Line-Of-Site™** est facile à lire et aide les soignants à mettre en œuvre les protocoles de soins infirmiers

Les barrières latérales intègrent un **dispositif à double verrouillage** pour éviter tout abaissement inopiné

La présence d'une **5ème roue** facilite le déplacement du lit dans toutes les directions

Le **positionnement d'urgence à commande unique** replace la partie supérieure du couchage à l'horizontale et installe le lit en position de déclive en cas de complications pour le patient

La **veilleuse de nuit intelligente** assure une meilleure sécurité opérationnelle pour les patients et les soignants

Le plan de couchage **amovible en stratifié haute pression (HPL)** assure aux soignants facilité d'utilisation et simplification des procédures de nettoyage et de désinfection

Lit Hill-Rom 900 avec barrières latérales 3/4



Dispositif à double verrouillage des barrières latérales



Indicateur d'angle du relève-buste Line-Of-Site



Télécommande avec EasyChair et fonction de remise à plat du plan du couchage et indicateur de position basse en option

Caractéristiques techniques

Charge maximale de sécurité	220 kg
Option	250 kg
Poids du lit	120 kg
Hauteur variable	37,7 à 76,8 cm
Classe de protection	IPX4
Angles de lit	
Relève-buste	0 à 65°
Plicature genoux	0 à 28°
Relève-jambes	-22 à -3°
Déclive/Proclive	-17 à +17°
Plan de couchage	
Largeur	90 cm
Longueur	200 cm
Surface du plan de couchage	stratifié haute pression (HPL)
Hauteur des barrières latérales	38,5 cm
Roulettes	
Option	150 mm, intégrales
Option*	150 mm, double galets
Option*	125 mm, simple galet
Roue directionnelle	
Option	en tête de lit
Option	en pied de lit
5ème roue en option	
	roulettes de 150 mm uniquement
Pédales de freinage et de direction	
Option*	en pied de lit
Option*	en tête et pied de lit

* Uniquement disponible en combinaison avec des options sélectionnées.

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché et qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays. Nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** Partout dans le monde, les employés, les produits et les programmes de Hill-Rom n'ont qu'un seul objectif : **Chaque jour, à travers le monde, nous améliorons les résultats pour les patients et les soignants.**

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

www.hill-rom.com

Commandes patient	télécommande
Option	commande sur bras flexible
Commandes soignant en option	télécommande en pied de lit* ou pédale de commande de hauteur variable sur les deux côtés
Commande CPR mécanique sur les deux côtés	standard
Verrouillage sélectif des fonctions	standard
Relève-buste	mobile
Option	fixe

Fonctionnalités supplémentaires

Standard :

- Batterie
- Indicateurs d'angle du relève-buste Line-Of-Site et de la déclive
- Dispositif réglable de maintien du matelas
- Positionnement de sortie de lit à commande unique
- Freinage centralisé
- Têtes et pieds de lit amovibles
- Témoin de maintenance requise
- 6 points de fixation pour les dispositifs de contention du patient
- Support pour tige porte-sérum/TPS
- Support pour accessoires sur les deux côtés
- Support pour cordon électrique

En option :

- Veilleuse de nuit intelligente
- Alarme de frein
- Indicateur de position basse*
- Positionnement d'urgence à commande unique*
- Fonctions EasyChair et de remise à plat du plan de couchage
- Rallonge de lit avec porte-couverture

Le lit Hill Rom 900 est destiné à être utilisé dans des environnements de soins intensifs, de soins généraux et de soins ambulatoires pour des patients pesant ≥ 40 kg, mesurant ≥ 146 cm et présentant un IMC ≥ 17 .

Classe I

Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Doc. n° : 5FR129313-05, 04 septembre 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom